

核酸检测是常态化疫情防控的有效手 段,在检测过程中我们应该注意些什么?

福建卫生报出品 设计:思意

• 出门前 (



- 做好核酸检测预登记,携带好身份 证、手机。
- 洗手并正确佩戴好口罩,并带一个口 罩备用。
- 可随身携带免洗手消毒剂, 可在采样 结束后及时给双手消毒等。
- 采样前2小时尽量避免进食,采样前 04 30分钟不吸烟、不喝酒、不嚼口香 糖等。



- 尽量不要乘坐公共交通工具,建议步 行、骑行或乘坐私家车前往核酸检测 采样点。
- 如必须乘坐公共交通工具,全程正确 佩戴口罩,途中尽量保持安全距离, 避免手碰触公共设施及物品, 不要用 手接触口、鼻、眼等处。

• 深样前



- ① 到达采样点,按秩序排队。
- -定要保持安全距离,全程戴好口 罩,不要与人交谈。
- 咳嗽时用纸巾或手肘遮挡, 避免飞沫
- 配合现场工作人员的引导有序进行采

深样时

- 身体或随身物品不要接触检测台面和 医务人员的防护服。
- 采集咽拭子时头部后仰, 张口发出 "啊"音,过程中可能会出现刺激性干 咳、恶心、呕吐等症状,尽量放松、 深呼吸。



在咽拭子采集过程中可能 出现咽部不适, 想要咳 嗽、打喷嚏或者呕吐等, 切记不要对着医务人员或 者其他人,尽量准备好纸 巾或对着地面。

• 采样后

- 采集完后, 立即洗手或用免洗手消毒 剂擦拭双手。
- 戴上备用口罩。将废弃口罩投入指定 医用垃圾桶。
- 立即离开, 不要在采集地点周围吐 痰、呕吐。

福建省疾病预防控制中心、 福建省医学会科学普及分会、 福建省预防医学会科学普及专委会 支持

新冠抗原自测攻略

3月11日,国家卫健委官网发布通知, 决定在核酸检测基础上,增加抗原检测作 为补充。12日,国家药监局批准五款新冠 抗原自测产品上市。

这意味着,以后新冠病毒检测,自己在 家就能"搞定"啦。

目前,新冠抗原自测试剂盒,已经在厦门 开卖! 哪些人可以自测? 在哪能买自测试剂?

(综合国家卫健委网站、中国新闻社、央 视新闻、人民日报、长安街知事等)

什么是抗原检测?

抗原就像是病毒外面穿的"衣服",核 酸就是病毒里面的基因。抗原检测,是 用抗体去测病毒的抗原,综合特异性之 后,就能让病毒显示出来。



为什么要进行抗原检测?

抗原检测能居家进行检测,而且速度很 快,费用也比较低,有利于提高"早发 现"的能力。



核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依 据,抗原检测作为补充手段可以用于特 定人群的筛查。

适用于哪些人?

三大类人群



- 1、到基层医疗卫生机构就诊,伴有呼吸 道、发热等症状且出现症状5天以内的人
- 2、隔离观察人员,包括居家隔离观察、 密接和次密接、入境隔离观察、封控区 和管控区内的人员。
- 3、有抗原自我检测需求的社区居民。

检测产品怎么买?在椰买?

社区居民有自我检测需求的,可通过零 售药店、网络销售平台等渠道,自行购 买抗原检测试剂进行自测。



隔离观察人员由组织隔离观察的管理部 门(如社区、村镇、隔离点等)负责抗原 检测试剂的采购、发放、管理等相关工 作。

需注意的事项:为确保采样检测质量,居民需认 真阅读说明书, 按照规定的要求和流程, 规范地 进行采样、加样、结果判读等操作。

这些产品,可以买!

3月12日,国家药监局发布通告,批准

南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因 源、广州万孚生物、北京华科泰生物



的新冠抗原产品自测应用申请变更。 自此五款新冠抗原自测产品正式上市。

如何自测?

抗原检测采取的是鼻拭子采样

样本采集:自检者先用卫生纸擤去鼻 涕。小心拆开鼻拭子外包装,避免手部 接触拭子头。随后头部微仰,一手执拭 子尾部贴一侧鼻孔进入,沿下鼻道的底 部向后缓缓深入1~1.5厘米后贴鼻腔旋 转至少4圈(停留时间不少于15秒),随后 使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操

注意: 年龄2~14岁自检者应由其他成人代为采




结果怎么看?

阳性结果: "C"和 "T"处均显示出红 色或紫色条带 , "T" 处条带颜色可深可 浅,均为阳性结果。



阴性结果: "C" 处显示出红色或紫色条 带, "T"处未显示条带。



无效结里:"C" 外未显示出红色或紫色 条带,无论"T"处是否显示条带。结果 无效,需重新取试纸条重测。



检测结果怎么处理?

抗原检测阳性的,不论是否有呼吸道、 发热等症状,居民应当立即向所在社区 (村镇)报告,由社区(村镇)联系急 救中心按照新冠肺炎疫情相关人员转运 工作指南,将居民转运至设置发热门诊 的医疗机构,进行核酸检测。

抗原检测阴性的,无症状的居民可密切 观察,需要时再进行抗原检测或核酸检 测;有症状的居民,建议尽快前往设置 发热门诊的医疗机构就诊,进行核酸检 测;如不便就诊,则应当居家自我隔 离,避免外出活动,连续5天每天进行一 次抗原白测。